



Résumé des caractéristiques du produit Prio Retino+

1. Accès au logiciel Prio Retino+ :

Le logiciel Prio Retino+ ne requiert aucune installation sur un ordinateur. En effet, ce logiciel est une application accessible en ligne, via le bouton [Accès PRIO RETINO+](#), de la page Prio Retino+ du site de [Gaiha](#).

2. Données d'entrée au logiciel Prio Retino+ :

Le bon fonctionnement du logiciel Prio Retino+ nécessite en entrée un fond d'œil de bonne qualité et qui respecte un certain nombre de formats possibles.

En effet, les bonnes pratiques d'utilisation de Prio Retino+ requiert:

- 1) un fond d'œil qui n'est pas noir, flou ou de mauvaise résolution en pixels. La résolution du fond d'oeil doit idéalement être supérieure à 1 million de pixels, bien qu'une résolution inférieure pourrait suffire si l'image est de bonne qualité
- 2) un fond d'œil au format '.png' ou '.jpeg' ou '.jpg'

Finalement, tant que les critères exposés ci-dessus sont respectés, le fond d'œil peut être généré à partir de plusieurs types de rétinographes.

3. Sauvegarde des résultats d'analyses du logiciel Prio Retino+ :

Les résultats d'analyses du logiciel Prio Retino+ sont téléchargeables via le bouton « Imprimer ou sauvegarder les résultats de Prio Retino+ au format PDF ».

4. Conformité à la RGPD et suppression des données analysées :

Le logiciel Prio Retino+ n'utilise pas des données à caractère personnel car un identifiant patient anonyme est requis pour chaque analyse.

La correspondance entre cet identifiant et les données à caractère personnel du patient (i.e. nom, prénom, mail, etc.) n'est connue que par le professionnel de santé, et/ou le centre de santé, qui prend la responsabilité d'enregistrement de ces informations.

Les données analysées par le logiciel Prio Retino+ sont détruites après chaque réinitialisation du logiciel telle que recommandé dans le cadre de son utilisation.

Le logiciel Prio Retino+ est donc conforme à la RGPD dans le cadre de son utilisation et de ses recommandations.