



Spécification des besoins pour l'utilisation de Prio Retino

Le fonctionnement correct de Prio Retino nécessite en entrée une image du fond de l'œil d'assez bonne qualité et qui respecte un certain nombre de formats possibles.

En effet, les bonnes pratiques d' utilisation requiert :

- 1 une image du fond de l'œil qui n'est pas floue et pour laquelle un spécialiste de l'œil serait capable de poser un diagnostic (si cela lui était demandé ultérieurement)**
- 2 une image du fond de l'œil qui est au format '.png' ou '.jpeg' ou '.jpg'**

Finalement, tant que les critères exposés ci-dessus sont respectés, l'image du fond de l'œil peut être générée à partir de plusieurs types de rétinographes.